

VIANDOpflege® Konzept



Ausstattung	ab Seite	4
Zubehör	ab Seite	5
Eigenschaften	ab Seite	7

Vertrieb Schweiz:
Care&Comfort
Haldenstrasse 1
6340 Baar
Tel. 041 552 25 90
info@care-comfort.ch
www.care-comfort.ch





„Eine Produktvielfalt ist nicht gefordert, sondern ein Produkt mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.“

Das gesamte Spektrum des Healthcare-Sitzens in nur einem Sessel vereint, eine Vielzahl an Modell-Varianten überflüssig.

Beschaffungsplanung, Einsatz, Bedienung und Service sind auf einen Nenner gebracht. Sämtliche Zubehörteile passen auf jeden VIANDOpflege-Sessel, sind schnell untereinander austauschbar bei gleichzeitiger Individualisierung des Sessels für diverse Personen und Krankheitsbilder. Er passt!

Von Geburtsklinik bis Geriatrie, von Pflegegrad 1 bis 5, für jedes Alter und alle Körpergrößen.

Einer für alle und alles in einem.

VIANDOpflege® ist Made in Germany und eine eingetragene Marke der KRANICHconcept GmbH.

Quick Facts

- diverse Modell-Varianten überflüssig
- Höchstmaß an Flexibilität jederzeit
- einfache, einheitliche Bedienung
- komplettes Zubehör untereinander austauschbar
- individualisierbar für diverse Krankheitsbilder
- passend von Pflegegrad 1-5
- für jedes Alter, für alle Körpergrößen
- einheitliche Beschaffung, Logistik und Service

One fits all

Ausstattung wählen

Individuelles Zubehör

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der wählbaren Ausstattung sowie das erhältliche Zubehör für grundlegende Pflegeunterstützung, die den VIANDOPflege-Sessel auszeichnet.

Besondere Eigenschaften

Diese Ausstattungen stehen zur Auswahl



VIANDOpflege mit manueller Verstellbarkeit

Unsere Basis-Ausstattung verfügt über eine separate manuelle Verstellbarkeit von Beinauflage und Rückenlehne. Die Rückenlehne lässt sich dabei stufenlos in die gewünschte Position bringen.




VIANDOpflege mit motorischer Verstellbarkeit

In dieser Ausstattungsvariante lassen sich Beinauflage und Rückenlehne von einem ruhig und vibrationsarm arbeitenden Motor stufenlos und getrennt voneinander verstellen. Millimetergenau sind die Sesselemente in Position zu bringen, der tiefste Punkt entspricht der Herz-Waage-Lage (0-Lage).




Aufstehhilfe mit motorischer Verstellbarkeit

Mit der motorischen Aufstehhilfe wird dank vibrationsarm arbeitenden Motor der Sessel stufenlos und mit leichter Neigung nach vorn angehoben. So gelangen Füße und Knie unter den Körperschwerpunkt, müheloses Aufstehen wird ermöglicht. Umgekehrt wird zum kräfteschonenden Hinsetzen der Nutzer in stehender Position abgeholt und sanft mit dem Sessel abgesenkt.



Akku

Der Akku ermöglicht einen kabellosen Betrieb der motorischen Verstellbarkeit und Aufstehhilfe. Ohne störendes Kabel entfallen Stolperfallen, und die motorgetriebenen Funktionen sind an jedem Ort nutzbar.



USB Anschluss

Der USB-Anschluss versorgt technische Geräte mit der nötigen Energie. So können Mobiltelefone, Tablets oder andere Geräte auch ohne Steckdose in Reichweite geladen und benutzt werden. Er befindet sich an der äußeren, von vorn gesehen linken Seite der Armlehnen-Wange und ist bequem im Sitzen zu erreichen (nur erhältlich für die Modelle mit motorischer Ausstattung).



Armauflage in Sichtholz

Ein optisches Detail und eine Alternative zu den gepolsterten Armlehnen. Die Armauflage ist aus massivem Buchenholz gefertigt und wird stabil und untrennbar mit der Armlehne verbunden.



Vorrüstung für Infusionsständer-Halterung mit Abdeckkappen

Die Vorrüstung für eine spätere Montage der Halterung für einen Infusionsständer wird an der hinteren rechten Armlehnen-Wange montiert. Durch Abdeckkappen sind die Bohrungen kaschiert. So ist VIANDOPflege bereits gerüstet, wenn zu späterem Zeitpunkt ein Infusionsständer benötigt wird.

Zubehör – zur individuellen Konfiguration



Kopfstütze für die Positionierung (Stecksystem)

Für die seitliche Positionierung des Kopfes. Ein Wegknicken des Kopfes wird so verhindert. Gleichzeitig vermittelt die Kopfstütze ein Gefühl von Geborgenheit. Sie kann zu therapeutischen Zwecken dank des Stecksystems leicht entfernt werden.



Armlehnen-Erhöhung

Mithilfe der Armlehnen-Erhöhen lässt sich der VIANDOPflege individuell an die Körpergröße anpassen. Das Set besteht aus Erhöhungen mit 2 cm und 3 cm. So können die Armlehnen um bis zu 5 cm erhöht werden.



Therapie-Tisch

Der Therapie-Tisch aus transparentem Polycarbonat erlaubt anregende Tätigkeiten wie Spielen und Lesen. Natürlich ist er auch geeignet, um eine Mahlzeit einzunehmen. Schnell aufsteckbar und optisch leicht durch transparentes Material hat der Nutzer nicht das Gefühl, fixiert zu sein. Es ist bruchsicher und desinfizierbar.



Multifunktion-Keilkissen

Das Multifunktion-Keilkissen dient nicht nur zierlichen Personen zur Verringerungen der Sitztiefe. Auch andere Nutzer profitieren von der Optimierung der Unterstützungsfläche am Rücken und als Abpolsterung unter den Knien. Nicht zuletzt hilft es beim aufrechteren Sitzen.



Funktionskissen

Vielfältig einsetzbar zur Lordose-Unterstützung, im Nackenbereich, als Abpolsterung unter den Knien oder wo sonst zusätzliche Unterstützungsfläche gebraucht wird.



Stützkissen 2er Set

Die seitlichen Stützkissen werden zwischen Becken und Armlehne verwendet und dienen der seitlichen Positionierung und Stütze. Die Rumpfmuskulatur wird so stabilisiert.



Kopfstütz-Kissen für das Kopfteil

Für mehr Stabilität und ein intensiveres Gefühl von Geborgenheit ist das Kopfstütz-Kissen ein ideales Zubehör. Durch ein sinnvolles Gegengewicht ist es an beliebiger Stelle der Rückenlehne positionierbar.



Nackenkissen für das Kopfteil

Durch ein Gegengewicht an beliebiger Stelle der Rückenlehne positionierbar. Es kommt dort zum Einsatz, wo es gebraucht wird.



Halterung für Utensilien

Alles an einem Platz und ohne Bücken zu erreichen. Ob als Ablage für ein Getränk, Fernbedienung, Telefon/Handy oder eine Brille. Die Utensilien-Halterung wird auf die gepolsterten Armlehnen aufgesteckt und bewahrt alles sicher und schnell zu Hand. Das Material ist bruchsicher und desinfizierbar.



Grosse Utensilien-Tasche

Immer alles dabei und doch dezent verpackt. Die große Tasche im selben Bezugsmaterial gefertigt, wie der Sessel selbst, dient der Aufbewahrung von Zubehör und Kissen. Die Tasche wird an der Rückseite des Sessels befestigt. So ist alles stets in Griffweite und schnell einsetzbar.



Seitliche Utensilien-Tasche

Klein und unauffällig in selbem Bezugsmaterial wie der Sessel gearbeitet, bewahrt die seitliche Tasche persönlichen Dinge wie Zeitschriften, Brille oder Fernbedienungen auf. Alles ist rasch zu Hand.



Halterung für den Infusionsständer

Gefertigt aus Edelstahl, kann die Halterung für den Infusionsständer bei entsprechender Vorrichtung an der Rückseite der rechten Armlehnen-Wange montiert werden.



Infusionsständer aus Edelstahl

Er wird in die Halterung gesteckt und durch Drehen auf einem Gewinde fixiert. So ist er fest mit dem Sessel verbunden. Kein zusätzliches Gerät ist im Weg, keine Stolpergefahr und mehr Mobilität. Der Infusionsständer ist höhenverstellbar und aus hochwertigem, reinigungs- und desinfektionsfreundlichem Edelstahl.



Halterung für Gehhilfen

Die Halterung für Gehhilfen wird an den optionalen Infusionsständer geklemmt. So finden die Gehhilfen ihren Platz, sind weder im Weg noch stellen sie eine Stolperfalle dar. Sie sind einfach stets griffbereit.

Einzigartig – die besonderen Eigenschaften



In Zusammenarbeit mit...

Die besondere Funktionalität, Ergonomie und die aktivierenden Eigenschaften des VIANDOpflege entstanden in der inspirierenden Zusammenarbeit mit den Pflegeexperten der DGATP (Deutsche Fachgesellschaft für Aktivierend-therapeutische Pflege e.V.) und den Hamburger Pflegeinstruktoren der BIKA® e.V..



Extra-lange Beinauflage

Der VIANDOpflege verfügt über die längste Beinauflage am Markt. Die Beine und Füße liegen auf, die Venen werden entlastet und können regenerieren.



Geringes Sitzgefälle – aktiviert die Muskulatur

Das geringe Sitzgefälle von VIANDOpflege erleichtert auch ohne Motor das Aufstehen. Geschwächte Muskulatur wird durch kleinste Bewegungen aktiviert und mobilisiert. Langes Sitzen ist so weniger ermüdend, und körperliches Zusammensacken wird vermieden.



Mobilität durch Rollen

Nutzen Sie VIANDOPflege dort, wo er gebraucht wird. Krafteraubende Positionswechsel entfallen. Ob zu Tisch, an den Treppenlift, zum Bett oder im Bad, dank der optimierten Maße sind enge Winkel und schmale Durchfahrten kein Problem. Wenn nötig, dreht der Sessel auf dem Punkt.



Innovatives Stecksystem

Das von Pflegeexperten bevorzugte Stecksystem erleichtert Pflegeanwendungen und Positionswechsel. Die Armlehnen und die Kopfstütze lassen sich unkompliziert und vollständig entfernen. Beim robusten und wartungsfreien Stecksystem von VIANDOPflege ist nichts im Weg, was den Bewegungsradius einschränken könnte.



Kopfteil höhenverstellbar und abnehmbar

Individuelle Unterstützungsfläche für große Persönlichkeiten. Das Kopfteil ist millimetergenau auf die Größe der sitzenden Person anpassbar. Und dank des VIANDOPflege Stecksystems es ist vollständig zu entfernen, wenn therapeutische und pflegerische Anwendungen einen ungehinderten Zugang zum Kopf und Nacken erfordern.



Fußteil ausklappbar

Sicheres und kräfteschonendes Positionieren der Füße. Beim Rollstuhl sind sie Standard, nicht aber bei rollbaren Pflegesesseln. Beim VIANDOPflege sind dank des Fußteils die Beine und Füße optimal platziert, wenn die mobile Rollstuhlfunktion genutzt wird.



Schiebebügel

Ergonomisch geformt und aus massivem Buchenholz gefertigt. Der VIANDOPflege lässt sich mithilfe des Schiebebügels mühelos bewegen und manövrieren.



Leise Motoren und ruhige, vibrationsarme Mechanik

Viele Krankheitsbilder gehen häufig mit Ängsten einher; daher ist der Einsatz von Technik notwendig, die Stabilität und Ruhe vermittelt. Die im VIANDOPflege verbaute Technik ist stets auf dem neusten Stand und bewährt sich in Geriatrischen Kliniken, Onkologien, Tagespflegeeinrichtungen und in der privaten Pflege. Made in Germany – Qualität, die sich auszahlt.



Fußteil auch in der Ruhe- und Liegeposition aufklappbar

Waden- oder Fußkrämpfe werden durch Dehnung der Unterschenkelmuskulatur gelindert. Diese Möglichkeit bietet das aufgeklappte Fußteil in der Ruhe- und Liegeposition. Die Füße können gegen den Widerstand des Fußteils gedrückt und somit die Muskulatur gedehnt werden.



Sitzkissen ist herausnehmbar, der Bezug abnehmbar

Um den Sessel reinigen zu können, kann das Sitzkissen einfach entnommen werden. Der Bezug des Sitzkissens ist abnehmbar und lässt sich problemlos reinigen. Zusätzlich sorgt eine Membran dafür, dass nichts in die Polsterung eindringen kann.



Herz-Waage Position / 0-Lage

Positionierung der Füße leicht erhöht über dem Becken. Dieser durch Pflegeexperten optimierte Winkel der Beinauflage macht den Unterschied. So entlasten Sie die Venen, das Herz und der Kreislauf werden geschont.



Armlehnen sind vielfach nutzbar

Das innovative Steckprinzip erlaubt ein Umstecken der Armlehnen. Die flachere, hintere Seite der Armlehnen lässt sich mühelos nach vorne umsetzen. So ist z.B. das „Unterfahren“ eines flacheren Tisches problemlos möglich.



Armlehnen gepolstert mit festem Kern

Eine Erkenntnis aus der aktivierend-therapeutischen Pflege. Die Armlehnen müssen Halt geben, dürfen aber nicht zu fest und glatt sein. Vielmehr ist eine weiche und anschmiegsame Unterstützungsfläche der Arme wichtig, um Irritationen der Haut und der Gefäße zu vermeiden. Beim Aufstehen oder Abstützen wiederum ist eine stabile und feste Unterstützungsfläche unerlässlich, um Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.



Gerundete Armlehnen

Ergonomisch und durchdacht sind die nach hinten gerundeten Armlehnen. In jeder Position der verstellbaren Rückenlehne werden auf diese Weise die Arme gehalten und gestützt. Das irritierende Gefühl, dass die Unterarme wegrutschen und keinen Halt haben, kann nicht aufkommen.



Bezugsmaterialien sind zertifiziert

Die von uns verarbeiteten Bezugsmaterialien sind für das Gesundheitswesen entwickelt und zertifiziert. Die hohen Anforderungen an Hygiene und Brandschutz im Krankenhausbetrieb werden nachweislich erfüllt. Zudem sind die Bezugsmaterialien auf alle gängigen Desinfektionsmittel getestet. Eine entsprechende Liste der getesteten Desinfektionsmittel stellen wir gerne zur Verfügung.



Große Auswahl an Bezugsmaterialien

Wir bieten eine große Auswahl an Bezugsmaterialien und Farben in den jeweiligen Qualitäten an. Die Textilien DELIUS DELIGARD Tiba und Fellini werden dabei überwiegend in der Tagespflege und im privaten Umfeld eingesetzt. Sie sind besonders pflegeleicht und wirken einem Wärmestau entgegen. Das Kunstleder skai Parotega NF ist das bevorzugte Material im Klinikeinsatz. Es lässt sich besonders leicht reinigen und desinfizieren.



Nutzerfreundliche Fernbedienung

Pflegeexperten raten zu nachvollziehbaren Funktionen und einfacher, intuitiver Bedienbarkeit bei Hilfsmitteln. Der VIANDOPflege verfügt daher über eine leicht zu betätigende Fernbedienung mit sechs großen und schnell nachgebenden Tasten. Weniger ist manchmal mehr.



Optimierte Maße

Es wurde an alles gedacht. Breite, Tiefe und die Höhe der Armlehnen. So passt der Pflegesessel in jeden Raum, durch fast jede Tür, unter den Tisch, dreht auf engstem Raum und ist sehr wendig.



Schäume in schwerentflammbarer Qualität erhältlich

In öffentlichen Räumen, Fluren und Fluchtwegen sind Brandschutzbestimmungen zu beachten. Sprechen Sie uns gern an. Wir können Ihre Wünsche hinsichtlich Brandschutz erfüllen.



Fernbedienung dort, wo Sie sie brauchen

Die Fernbedienung des Sessels ist mitsamt ihrem Anschlusskabel standardmäßig in einer Tasche vorstehend links angebracht, d.h. auf der linken Seite, wenn man vor dem Sessel steht. Für Linkshänder oder bei Lähmungen der rechten Seite kann der Anschluss auch auf der rechten Seite angebracht werden. Bitte bereits bei Bestellung angeben.



Individuell, ganz nach Ihren Wünschen

Dank Herstellung der VIANDOPflege-Sessel in Deutschland können wir auf Ihre speziellen Wünsche eingehen. Individuelle Anpassungen für Kleinserien lassen wir gern für Sie fertigen, sprechen Sie uns bei Bedarf einfach unverbindlich an.



Made in Germany – 5 Jahre Garantie

Qualität made in Germany. Da können wir mehr tun als unsere Mitbewerber. Für unsere Privaten Kunden bieten wir zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung weitere 3 Jahre Garantie.



Wohlfühl und Geborgenheit beginnt beim Design

Funktionalität ist nicht alles, wenn es um ein Möbel geht, in dem ein Mensch sehr viel Zeit verbringt. Wird ein Pflegesessel integraler Bestandteil des Lebens, muss er zum bisherigen Umfeld passen. Dies steigert Akzeptanz und Wohlfühl und spiegelt die Würde und den Respekt wieder, mit der wir Pflegebedürftigen begegnen wollen.



Professioneller Vor-Ort-Service

Im Reparaturfall wird der Sessel fachgerecht von geschulten Profis mit Originalteilen repariert. Keine Abholung, kein wochenlanger Verzicht auf den Pflegesessel. Den professionellen Service eines Meisterbetriebes vor Ort überall in Deutschland ermöglicht POS Polster-Service.

BEZUGSMATERIALIEN

Preisgleich

DELIUS DELIGARD Tiba

Flachgewebe | atmungsaktiv | pflegeleicht | flüssigkeitsresistent | desinfektionsmittelbeständig | schwerentflammbar | umweltfreundlich und schadstofffrei

DELIUS DELIGARD Fellini

Hochflorgewebe | atmungsaktiv | pflegeleicht | flüssigkeitsresistent | desinfektionsmittelbeständig | schwerentflammbar | umweltfreundlich und schadstofffrei

skai Parotega NF

Kunstleder | langlebig | reißfest und abriebfest | pflegeleicht | flüssigkeitsresistent | desinfektionsmittelbeständig | schwerentflammbar | AZO und Formaldehyd frei

Mehrkosten

LONGlife Leder

hochwertiges und unempfindliches Naturmaterial | langlebig | atmungsaktiv | pflegefreundlich | umweltfreundlich | 5 J ahres-Service-Garantie lt. Garantiepass

BRANDSCHUTZ

Die verwendeten Schaumstoffe bei VIANDOpflege können schwerentflammbar ausgerüstet werden. Aufpreis 5% für alle gepolsterten Teile (Sessel, Kissen etc.).

LIEFERUNG

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb der Schweiz hinter die 1. verschlossene Tür. Ausland Preis auf Anfrage.

SERVICE LIEFERUNG

Individueller Lieferservice CHF 96,- inkl. Verträgen und fachgerechter Entsorgung der Verpackung.

Jeder VIANDO+® Sessel wird gemäß der gewünschten Ausstattung auf Bestellung in Deutschland gefertigt.

Technische Änderungen, Aktualisierungen und Farbabweichungen vorbehalten.

VIANDO+®, VIANDOpflege® und VIANDOrelax® sind beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragene Marken der KRANICHconcept GmbH.

helfen beim helfen

Vertrieb Schweiz:

Care&Comfort
Haldenstrasse 1
6340 Baar
Tel. 041 552 25 90
info@care-comfort.ch
www.care-comfort.ch

Care &
Comfort

kranich
Kranich+

KRANICHconcept GmbH
Reinbeker Weg 48
21465 Wentorf bei Hamburg
t +49 (0)40 2282 127 20
info@kranich-concept.de
www.kranich-concept.de
www.kranich-care.de